



头孢菌素使用说明书

【货号】 P-87A

【用途】 用于配置 CIN-1 培养基。

【规格】 1.5mg/支×5

【成分】 头孢菌素

【用法】

无菌加入 P-10C 新生霉素 (C)、P-87A 头孢菌素和 P-88 10%氯化铈各 1 支至 100mL 煮沸灭菌后冷却至 50℃的 CM150 CIN-1 培养基基础中，混合均匀后制成 CIN-1 培养基。

【保存】

2℃-8℃避光保存 2 年。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书 (MSDS) 可登陆陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>, 在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。